



# MEDIGENIC®

TASTIERE E MOUSE IGIENICI  
ALLARME DI PULIZIA BREVETTATO, PER UNA DISINFEZIONE IN POCHI SECONDI  
ESPERIENZA DI DIGITAZIONE DI UNA NORMALE TASTIERA, CABLATA O SENZA FILI



# SICUREZZA E PULIZIA

In ambienti medici, come sale operatorie o reparti infermieristici, tastiere e mouse sono ormai da tempo elementi indispensabili. I dispositivi di input tradizionali, tuttavia, sono per lo più inadatti all'uso medico per motivi di igiene. I mouse e le tastiere MEDIGENIC sono facili e sicuri da pulire e agevolano il rispetto degli standard igienici stabiliti, senza però compromettere la comodità d'uso..

## TASTIERE E MOUSE MEDIGENIC

Le tastiere e i mouse MEDIGENIC facilitano il rispetto degli standard igienici stabiliti, senza però sacrificare la comodità d'uso. Grazie al design appositamente sviluppato, i pulsanti trasmettono un'eccellente esperienza di digitazione, grazie a una chiara sensazione di pressione. La velocità di lavoro rimane a livelli elevati e non deve temere il confronto con una tastiera tradizionale. Le tastiere e i mouse MEDIGENIC sono una scelta sicura in tutti gli ambienti in cui l'igiene e la salute sono di importanza fondamentale.



### Pulizia igienica in pochi secondi

Il design piatto ed ergonomico della tastiera consente una pulizia rapida con tutti i disinfettanti approvati in ambito ospedaliero. La superficie a base di silicone resistente all'umidità è totalmente impermeabile ai liquidi, garantita senza lattice ed estremamente durevole.

### Esperienza di digitazione ottimale

Le tastiere MEDIGENIC forniscono un ottimo feedback sensoriale quando vengono utilizzate: questo consente un inserimento dei dati rapido e affidabile. La superficie 3D del dispositivo simula la percezione tattile di una tastiera standard, facilitando il posizionamento delle dita.



# LA FAMILLE MEDIGENIC EN UN COUP D'ŒIL



## MEDIGENIC ESSENTIAL

MEDIGENIC Essential è una tastiera facile da pulire e conveniente, ideale per l'uso in ambienti medici. Lo speciale design del prodotto consente una facile pulizia e disinfezione. La tastiera ipoallergenica è priva di lattice e di altri materiali irritanti.



## MEDIGENIC COMPLIANCE

MEDIGENIC Compliance offre tutti i vantaggi della tastiera Essential, ma con l'aggiunta di una retroilluminazione a tre livelli. Inoltre, a intervalli predefiniti un allarme di pulizia integrato avvisa il personale operativo che è necessaria una pulizia. La tastiera rileva automaticamente quando la pulizia è stata completata.



## MEDIGENIC COMPACT

Simile alla tastiera Compliance, anche la tastiera Compact dispone di un allarme di pulizia e di una retroilluminazione, ma richiede uno spazio molto più ristretto. Di conseguenza, è destinata all'utilizzo in aree di dimensioni ridotte, ad esempio su carrelli mobili.

## TASTIERE E MOUSE MEDIGENIC



### MEDIGENIC SCROLL MOUSE

Il mouse a scorrimento MEDIGENIC Scroll Mouse è resistente agli spray anti-batterici e ai detergenti liquidi, in quanto realizzato in materiale silconico flessibile. La superficie liscia e priva di lattice è ipoallergenica e non presenta angoli, bordi o nicchie dove potrebbero nascondersi batteri. Il mouse ergonomico è dotato di tre pulsanti (sinistro, destro, centrale) e di una funzione di scorrimento (scroll).

# IGIENE PERFETTA

## Allarme di pulizia brevettato

Le tastiere Compliance e Compact di MEDIGENIC dispongono di un allarme di pulizia che può essere impostato individualmente. Dopo un intervallo predefinito, la tastiera inizia a lampeggiare, avvisando il personale che è necessaria una pulizia. Al termine della pulizia, l'avviso scompare automaticamente.

## Disinfezione senza interruzioni

Premendo un pulsante, la tastiera può essere temporaneamente disattivata per disinfettare il dispositivo; in questo modo si evitano inserimenti errati. Non è necessario scollegare la porta USB, né spegnere il PC: la tastiera può essere disinfettata direttamente in loco.

## Pulsanti illuminati

Grazie all'illuminazione integrata dei pulsanti, regolabile su tre livelli, le tastiere Compliance e Compact sono comode e sicure da utilizzare anche in ambienti scarsamente illuminati, come ad esempio quelli utilizzati per gli esami a ultrasuoni.

# IN BREVE

- Design piatto, superficie facile da pulire
- Protezione IP65, ad esempio contro liquidi detergenti antibatterici e spray
- La tastiera può essere disattivata durante la pulizia con la semplice pressione di un pulsante
- Sistema di allarme igienico con promemoria automatico di pulizia necessaria\*
- Illuminazione della tastiera a tre livelli\*
- Pressione media dei pulsanti per un'esperienza di digitazione ottimale
- Superficie resistente all'abrasione e rimovibile, realizzata in materiale morbido a base di silicone
- Layout di tastiera disponibile per diverse lingue

## Chi siamo?

In Rein Medical, guidiamo l'innovazione. La nostra azienda tedesca, con un team di quasi 100 dipendenti, si occupa di informatica medica da oltre due decenni. Oggi siamo un fornitore di servizi di sistema che realizza soluzioni IT specifiche per il cliente, dalla progettazione alla consegna, da un'unica fonte. Acceleriamo anche il cambiamento digitale in ambulatori, cliniche e altre strutture mediche. Sviluppiamo e produciamo soluzioni informatiche individuali all-in-one, display ad alta risoluzione, moduli IT a parete personalizzati per sale operatorie e sistemi di gestione video/audio e immagini. Rein Medical fa parte di JVC Kenwood Corporation dal marzo 2018 ed è un'azienda attiva a livello globale.

## Qualità secondo lo standard internazionale ISO 13485

Rein Medical è orgogliosa di possedere il certificato ISO 13485, che riconosce i nostri elevati standard di qualità e il nostro impegno per il miglioramento continuo nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità. Il successo della certificazione conferma il nostro impegno ad offrire sempre ai nostri clienti prodotti e servizi di altissima qualità. Siamo orgogliosi di poter sostenere questa affermazione con un sistema di gestione della qualità certificato.

## Il futuro „Made in Germany

Siamo sinonimo di qualità e stabiliamo uno standard igienico con le nostre tecnologie informatiche certificate. Dalla progettazione, sviluppo e produzione dell'hardware alla programmazione del software, realizziamo le nostre soluzioni informatiche nella sede di Mönchengladbach. Grazie a partnership globali, offriamo soluzioni olistiche innovative per un flusso di lavoro ottimizzato, garantendo processi fluidi e affidabili in sala operatoria.

### Sede centrale in Germania

**Rein Medical GmbH**  
Monforts Quartier 23  
41238 Mönchengladbach  
Germania  
Tel.: +49 2161 6984-0  
Fax: +49 2161 6984-259  
E-mail: [info@reinmedical.com](mailto:info@reinmedical.com)

### Svizzera

**Rein Medical AG**  
Büfelderstrasse 1  
8370 Sirnach TG  
Svizzera  
Tel.: +41 71 929-55-99  
Fax: +41 71 929-55-90  
E-mail: [info.ch@reinmedical.com](mailto:info.ch@reinmedical.com)

### Spagna

**Rein Medical Systems S.A.**  
C/ Téllez, 30  
1ª Planta, Oficina 1 Puerta 2  
28007 Madrid, Spagna  
Tel.: +34 91 530-88-24  
Fax: +34 91 574-32-93  
E-mail: [info.es@reinmedical.com](mailto:info.es@reinmedical.com)

