



SILENIO®

PC ALL-IN-ONE CON DESIGN IGIENICO
TRE BATTERIE HOT-PLUG PER LAVORARE IN MOBILITÀ
24" FHD E INTEL® 13TH GEN

SILENIO

SILENIO



Sistema Smartes Lades

Il SILENIO è stato sviluppato pensando alla vita quotidiana negli ospedali e negli studi medici: i PC all-in-one alimentati a batteria non necessitano di una connessione elettrica permanente e possono quindi essere facilmente trasportati da una stanza all'altra. Ciò è particolarmente pratico per i medici e il personale infermieristico che hanno bisogno di portare con sé i dati medici in modo rapido e semplice, senza bisogno di spazio aggiuntivo per una torre o un alimentatore separato. Il SILENIO è dotato di 3 batterie hot-swap con un'autonomia totale fino a 8 ore, che possono essere sostituite singolarmente durante il funzionamento grazie al sistema intelligente di carica e scarica.

Rilevamento della presenza

Il SILENIO si concentra sulla protezione dei dati e sull'esperienza dell'utente: il rilevamento della presenza regola automaticamente la luminosità dello schermo o lo spegne a seconda che l'utente stia guardando lo schermo. Questo riduce l'affaticamento degli occhi e il consumo energetico. Il monitor offre quindi sempre una visualizzazione ottimale, indipendentemente dalle condizioni ambientali e dal singolo utente.

Inoltre, il PC All-In-One SILENIO presta particolare attenzione alla sicurezza dei dati dei pazienti. Se una persona non autenticata tenta di accedere al contenuto dello schermo, appare automaticamente un messaggio di avvertimento. In questo modo si proteggono i dati dei pazienti e si riducono al minimo le violazioni dei dati.

SILENIO

- PC All-In-One per il punto di cura mobile
- 24" Full HD con 350 cd/m²
- Frontale con protezione IP65 e alloggiamento antibatterico
- Senza ventola
- Il PCAP touch consente il multi-touch
- Può essere utilizzato con guanti multistrato
- Tre batterie sostituibili a caldo con un'autonomia totale fino a 8 ore
- Sistema di carica/scarica intelligente SILENIO
- Stazione di ricarica opzionale per 6 batterie
- Processore Intel® Core™ i5 di 13a generazione, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD
- App di monitoraggio della batteria
- Rilevamento della presenza
- Controllo opzionale della retroilluminazione con allarme di spionaggio
- Certificato secondo le norme EN 60601-1 (Ed. 3.1) e EN 60601-1-2 (Ed. 4.0), FCC Classe B Parte 18
- Lettore RFID (opzionale)



Illustrazione: SILENIO 24" PC All-In-One

Design igienico

Introducendo ioni metallici antimicrobici nella struttura della superficie della custodia SILENIO, questa può rilasciare quantità stabili di ioni in un ambiente umido. Questa tecnologia crea uno strato superficiale antimicrobico semipermanente nel materiale che non evapora. Questo protegge l'alloggiamento di un PC all-in-one dai batteri a lungo termine e garantisce un'esperienza d'uso più igienica.

Grazie a VESA 75/100, i dispositivi SILENIO possono essere montati sulla soluzione mobile, sul braccio del monitor o sul tavolo con un supporto opzionale. SILENIO è inoltre dotato di una copertura igienica sul retro delle interfacce con passaggio cavi e di una protezione IP65 sulla parte anteriore.

Chi siamo?

In Rein Medical, guidiamo l'innovazione. La nostra azienda tedesca, con un team di quasi 100 dipendenti, si occupa di informatica medica da oltre due decenni. Oggi siamo un fornitore di servizi di sistema che realizza soluzioni IT specifiche per il cliente, dalla progettazione alla consegna, da un'unica fonte. Acceleriamo anche il cambiamento digitale in ambulatori, cliniche e altre strutture mediche. Sviluppiamo e produciamo soluzioni informatiche individuali all-in-one, display ad alta risoluzione, moduli IT a parete personalizzati per sale operatorie e sistemi di gestione video/audio e immagini. Rein Medical fa parte di JVC Kenwood Corporation dal marzo 2018 ed è un'azienda attiva a livello globale.

Qualità secondo lo standard internazionale ISO 13485

Rein Medical è orgogliosa di possedere il certificato ISO 13485, che riconosce i nostri elevati standard di qualità e il nostro impegno per il miglioramento continuo nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità. Il successo della certificazione conferma il nostro impegno ad offrire sempre ai nostri clienti prodotti e servizi di altissima qualità. Siamo orgogliosi di poter sostenere questa affermazione con un sistema di gestione della qualità certificato.

Il futuro „Made in Germany

Siamo sinonimo di qualità e stabiliamo uno standard igienico con le nostre tecnologie informatiche certificate. Dalla progettazione, sviluppo e produzione dell'hardware alla programmazione del software, realizziamo le nostre soluzioni informatiche nella sede di Mönchengladbach. Grazie a partnership globali, offriamo soluzioni olistiche innovative per un flusso di lavoro ottimizzato, garantendo processi fluidi e affidabili in sala operatoria.

Sede centrale in Germania

Rein Medical GmbH
Monforts Quartier 23
41238 Mönchengladbach
Germania
Tel.: +49 2161 6984-0
Fax: +49 2161 6984-259
E-mail: info@reinmedical.com

Svizzera

Rein Medical AG
Büfelderstrasse 1
8370 Sirnach TG
Svizzera
Tel.: +41 71 929-55-99
Fax: +41 71 929-55-90
E-mail: info.ch@reinmedical.com

Spagna

Rein Medical Systems S.A.
C/ Téllez, 30
1ª Planta, Oficina 1 Puerta 2
28007 Madrid, Spagna
Tel.: +34 91 530-88-24
Fax: +34 91 574-32-93
E-mail: info.es@reinmedical.com

